

# Onderhoud en tips

## Uw montuur en glazen zijn medische hulpmiddelen

Alle optische monturen, zonnebrillen op sterkte en brillenglazen zijn medische hulpmiddelen. Zonnebrillen zonder sterkte zijn veiligheidsproducten. Deze producten worden geleverd met een CE markering en voldoet aan de eisen van Europese MDR wetgeving. De brillenglazen worden door een gediplomeerd opticien in een optisch montuur geslepen en aangepast.



## Zorg goed voor uw bril

Zoals met alle producten, zijn ook uw montuur en glazen onderhevig aan enige slijtage bij intensief gebruik. Wij raden u dan ook aan om de bril regelmatig te reinigen met koud of lauwwarm. U kunt ook een optische glasspray met microvezel doekje gebruiken. Het is aanbevolen op het product in een stevige etui op te bergen.

Let op! Gebruik geen papieren tissues voor het reinigen van uw brillenglazen. Leg uw bril niet met de glazen naar beneden en stel de bril niet bloot aan hoge temperaturen (bijvoorbeeld op het dashboard van uw auto, op een zonnige dag).

## De categorieën van bescherming van de zonneglazen

De gekleurde glazen en zonnebrillen zijn in verschillende beschermingscategorieën ingedeeld. Raadpleeg hiervoor de tabel hieronder:

Categorie	Tint	Omschrijving	Light sterkte	Icoon
0	0-15%	Zeer licht brillenglas	Weinig zonlicht, bewolkt	
1	15-25%	Licht getint brillenglas	Gedimd zonlicht	
2	25-65%	Gemiddeld getint brillenglas	Gemiddelde zonsterkte	
3	65-80%	Donker brillenglas	Sterk zonlicht	
4	>80%	Zeer donker brillenglas	Zeer sterk zonlicht	

## Essentiële preventie voor uw ogen

Licht is essentieel voor uw ogen, maar kan ook schadelijk zijn voor uw ogen. Om de kwaliteit van uw langetermijnvisie te behouden, kies ontspiegeld glas met een UV-bescherming.